

Grhl2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Isb3

품목 번호: CM0020177



소개

GRHL2 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간과 쥐에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 상피 발달 및 신경관 폐쇄에 중요한 전사 인자인 Grainyhead-like protein 2 homolog를 표적합니다. 신경관 형성, 상피 형태형성 및 각질형성세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GRHL2 Rabbit pAb
비고/별칭	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; grainyhead-like protein 2 homolog
종	인간
GeneID (인간)	79977
GeneID	79977
면역원	인간 GRHL2의 아미노산 110-210에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q6ISB3
단백질 분자량	69kDa/71kDa
배송	아이스백