


## Wb, Elisa용 Grp75/Mot/Hspa9 토끼 Mab - P38646

품목 번호: CM0002246



### 소개

사람 Grp75/MOT/HSPA9 (P38646)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐에 반응합니다. 미토콘드리아 스트레스 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Grp75/MOT/HSPA9 토끼 mAb                                                                                         |
| 비고/별칭       | CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9 |
| 종           | 사람(Human)                                                                                                      |
| GeneID (사람) | 3313                                                                                                           |
| GeneID      | 3313                                                                                                           |
| 면역원         | 사람 Grp75/MOT/HSPA9 (P38646)의 아미노산 580-679 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드                                                  |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                                                     |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                                                        |
| 응용          | WB, ELISA                                                                                                      |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                                                                  |
| SWISS       | P38646                                                                                                         |
| 단백질 분자량     | 74kDa                                                                                                          |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                                                                 |