


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Gsk3B 토끼 다클론 항체 - P49841

품목 번호: CM0019009



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 GSK3 β 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. Wnt 신호전달, 포도당 대사 및 알츠하이머병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSK3 β 토끼 pAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
종	사람
유전자 ID (사람)	2932
유전자 ID	2932
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩