

Wb 및 Elisa용 Gsr 토끼 다클론 항체 - P00390

품목 번호: CM0012886



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 글루타티온 환원효소(GSR)에 대한 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 산화환원 생물학, 산화 스트레스 및 용혈성 빈혈 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSR 토끼 pAb
비고/별칭	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
종	인간
유전자ID (인간)	2936
유전자ID	2936
면역원	인간 GSR (NP_000628.2)의 아미노산 273-522에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00390
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스팩