

Wb, Elisa용 Gsta2 토끼 다클로널 항체 - P09210

품목 번호: CM0025213



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-GSTA2 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GSTA2를 인식합니다. 전장 인간 GSTA2를 포함하는 재조합 단백질 면역원을 사용합니다. 해독 및 간 연구에 이상적입니다. - P09210

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTA2 Rabbit pAb
비고/별칭	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
종(Species)	Human (인간)
GeneID	2939
면역원	인간 GSTA2 (NP_000837.3)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P09210
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백