

Gsta4 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - O15217

품목 번호: CM0005980



소개

인간 GSTA4(GTA4, GSTA4-4)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 26kDa 단백질을 검출하며 인간 시료와 교차 반응합니다. 글루타치온 S-트랜스퍼라제 A4 기능 및 4-HNE 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GSTA4 토끼 단클론 항체
비고 / 별칭	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
대상 종	인간
유전자ID (인간)	2941
유전자ID	2941
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15217
단백질 분자량	26kDa
배송 방법	아이스 팩