


Wb, Elisa용 Gstt1 토끼 단일클론 항체 - P30711

품목 번호: CM0004219



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 GSTT1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 면역원: 재조합 GSTT1 (aa 1-240). 글루타티온 S-전이효소 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GSTT1 Rabbit mAb
비고/별칭	GSTT1
종(Species)	Human
GeneID	2952
면역원(Immunogen)	인간 GSTT1의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다. (NP_000844.2).
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P30711
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)