


Gtf2F1 토끼 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P35269

품목 번호: CM0020789



소개

GTF2F1 토끼 폴리클론항체 (P35269)는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 일반 전사 인자 IIF 서브유닛 1 (TFIIF-알파), 58kDa, 토끼 기원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GTF2F1 토끼 pAb
비고/별칭	BTf4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
종	인간
유전자 ID (인간)	2962
유전자 ID	2962
면역원	GTF2F1의 아미노산 390-517에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_002087.2)
기원	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P35269
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백