

Gtf2I 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P78347

품목 번호: CM0029261



소개

GTF2I에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사 조절에 관여하는 일반 전사인자 II-I로 윌리엄스-보이렌 증후군과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GTF2I 토끼 pAb
비고/별칭	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSR6; GTFII-I; GTF2I
종	사람
GeneID (사람)	2969
GeneID	2969
면역원	사람 GTF2I (NP_001157108.1)의 아미노산 600-810번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P78347
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스 팩