

Wb 및 Elisa용 Gucy2C 토끼 다클론 항체 - P25092

품목 번호: CM0017968



소개

인간 GUCY2C(구아닐릴 사이클레이스 C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 장독소 신호전달 및 위장관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GUCY2C 토끼 pAb
비고/별칭	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
종	인간
유전자 ID(인간)	2984
유전자 ID	2984
면역원	인간 GUCY2C(NP_004954.2)의 아미노산 24-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P25092
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스팩