

Wb, If/Icc, Elisa용 Habp2 토끼 Pab - Q14520

품목 번호: CM0030678

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA를 포함한 응용 분야를 위한 HABP2 (인자 VII 활성화 프로테아제)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 HABP2를 검출합니다. 혈액 응고 및 종양 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HABP2 토끼 pAb
비고/별칭	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3026
GeneID	3026
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 HABP2 (NP_004123.1)의 아미노산 24-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q14520
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백