

Hars2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P49590

품목 번호: CM0024897

소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 HARS2 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 히스티딘-tRNA 리가아제인 인간, 마우스, 쥐(rat) HARS2를 검출합니다. 미토콘드리아 번역 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HARS2 토끼 다클론 항체 (pAb)
비고/별칭	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
종	인간
유전자 ID	23438
면역원	인간 HARS2(NP_036340.1)의 217-506 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P49590
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩