

## Haus8 토끼 다클론 항체 (Wb용) - Q9Bt25

품목 번호: CM0027364



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 본 HAUS8 토끼 다클론 항체는 인간 및 생쥐 HAUS8(Q9BT25)을 인식하며, 유사 방추 조립, 중심체 완전성 및 세포질 분열 연구를 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | HAUS8 토끼 다클론 항체                                              |
| 비고/별칭       | DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8                                |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 93323                                                        |
| 유전자 ID      | 93323                                                        |
| 면역원         | 인간 HAUS8(NP_219485.1)의 아미노산 166-410에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원       | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐                                                       |
| SWISS       | Q9BT25                                                       |
| 단백질 분자량     | 45kDa                                                        |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                        |