

Havcr1 Rabbit Pab - Q96D42

품목 번호: CM0030266



소개

인간 HAVCR1(TIM-1/KIM-1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 사용되며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신장 손상, 바이러스 침입, T-세포 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HAVCR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
종	인간
GeneID (인간)	26762
면역원	인간 HAVCR1 (NP_036338.2)의 아미노산 21-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96D42
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩