


## Hbg1/2 Rabbit Mab (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

품목 번호: CM0003094



### 소개

인간 HBG1/2에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체. WB, IHC, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 약 12 kDa의 태아 헤모글로빈 감마 사슬을 검출합니다. 발달 혈액학 및 HbF 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 제품명     | HBG1/2 Rabbit mAb                                          |
| 비고/별칭   | HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2                |
| 종       | 인간                                                         |
| GeneID  | 3047/3048                                                  |
| 면역원     | 합성 펩타이드   인간 HBG1 (P69891)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 원천      | 토끼                                                         |
| 범주      | 단일클론 항체                                                    |
| 응용 분야   | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                     |
| 교차 반응성  | 인간                                                         |
| SWISS   | P69891/P69892                                              |
| 단백질 분자량 | 12 kDa                                                     |
| 배송      | 아이스백                                                       |