


Hbg1/Hbg2 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P69892

품목 번호: CM0019407



소개

HBG1/HBG2 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에서 태아 헤모글로빈 감마 사슬을 검출합니다. 헤모글로빈병 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HBG1/HBG2 토끼 pAb
비고/별칭	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
종	인간
유전자ID (인간)	3048
유전자ID	3048
면역원	인간 HBG1/HBG2 (NP_000175.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P69892
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스백