

Hcar3 토끼 다클로날 항체 (Wb용) - P49019

품목 번호: CM0023550



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질 HCAR3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 지방세포 생물학 및 대사에서 하이드록시카르복실산 수용체 3의 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HCAR3 Rabbit pAb
비고/별칭	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
종	Human
GeneID (Human)	8843
GeneID	8843
면역원	인간 HCAR3 (NP_006009.2)의 아미노산 300-392에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49019
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩