

Hccs Rabbit Pab - P53701

품목 번호: CM0029959

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 HCCS 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 반응합니다. 사이토크롬 c 성숙에 필수적인 홀로사이토크롬 c형 합성효소(holocytochrome c-type synthase)를 표적합니다. 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCCS Rabbit pAb
비고/별칭	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3052
GeneID	3052
면역원(Immunogen)	인간 HCCS (NP_005324.3)의 아미노산 1-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P53701
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스팩 (Ice bag)