

Elisa, Wb, Ihc-P용 Hcg 베타 토끼 단일클론 항체 - P0Dn86

품목 번호: CM0006686



소개

ELISA, WB, IHC-P용 토끼 단일클론 hCG 베타 항체.
인간 융모성 성선자극호르몬 베타 소단위체에
특이적입니다. 재조합 면역원; 18kDa. 임신 연구 및 진단
분석법 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hCG 베타 토끼 mAb
비고/별칭	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; hCG 베타
종	인간
GeneID (인간)	1082
GeneID	1082
면역원	인간 hCG Beta1의 21~165번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000728.1)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	ELISA, WB, IHC-P
교차 반응성	인간
SWISS	P0DN86
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백