


Hcn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O60741

품목 번호: CM0021537



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 HCN1 Rabbit Polyclonal Antibody. 사람과 마우스의 칼륨/나트륨 과분극 활성화 순환 뉴클레오타이드 개폐 채널 1을 표적으로 하며, 심박조율기 전류 및 신경 흥분성에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCN1 Rabbit pAb
비고/별칭	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
종	사람
유전자 ID	348980
면역원	사람 HCN1 (NP_066550.2)의 아미노산 791-890에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	O60741
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백