

Hdac1 마우스 Mab - Q13547

품목 번호: CM0003280

소개

인간 HDAC1 (UniProt Q13547)을 표적으로 하는 단클론성 마우스 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에 대해 검증되었습니다. 연구, 진단 분석법 개발 및 IVD 원료 조달에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC1 마우스 mAb
유전자 ID (인간)	3065
면역원	인간 HDAC1 (Q13547)의 아미노산 393-482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	마우스
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS 접근 번호	Q13547
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩