


Hdac2 토끼 다클론 항체 - Q92769

품목 번호: CM0019668



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 HDAC2(히스톤 탈아세틸화효소 2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 랫드 HDAC2(~55kDa)를 검출합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
종	인간
GeneID (인간)	3066
GeneID	3066
면역원	인간 HDAC2(NP_001518.3)의 아미노산 390-488에 해당하는 합성 펩타이드 서열
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q92769
단백질 분자량	55kDa
배송	얼음팩