


Hdac4 토끼 Mab - P56524

품목 번호: CM0002195



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 HDAC4 토끼 단클론 항체입니다. 후성유전 조절, 근육 성숙 및 암 연구에 필수적인 119kDa 클래스 II 히스톤 탈아세틸화효소인 인간 HDAC4에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC4 토끼 mAb
비고/별칭	HD4; AH03; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
종	인간
GeneID (인간)	9759
GeneID	9759
면역원	합성 펩타이드 인간 HDAC4(P56524)의 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P56524
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스 팩