

Hdac5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

품목 번호: CM0027130



소개

인간 HDAC5를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 후성유전 조절 및 근육 발달에 관여하는 히스톤 탈아세틸화 효소입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 억제 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HDAC5 Rabbit pAb
비고/별칭	HD5; NY-CO-9; HDAC5
종	인간
유전자 ID (인간)	10014
유전자 ID	10014
면역원	인간 HDAC5 (NP_005465.2)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UQL6
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백