

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Hdac6 토끼 다클로날 항체 - Q9Z2V5

품목 번호: CM0027894

소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 토끼 다클로날 anti-HDAC6 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 HDAC6를 검출합니다. 튜블린 탈아세틸화, 오토파지(자가포식), 및 애그레좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | HDAC6 Rabbit pAb                                                    |
| 비고/별칭                    | Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2                                             |
| 종(Species)               | Mouse                                                               |
| GeneID (사람)              | 10013                                                               |
| GeneID                   | 15185                                                               |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 HDAC6 (NP_001123888.1)의 아미노산 836-1037에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                              |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                      |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat                                                   |
| SWISS                    | Q9Z2V5                                                              |
| 단백질 분자량                  | 126kDa                                                              |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                      |