

Hdac6 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

품목 번호: CM0021562



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 HDAC6 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 HDAC6(131 kDa)을 검출합니다. 튜불린 탈아세틸화, 자가포식 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC6 토끼 pAb
비고/별칭	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
종	인간
유전자ID	10013
면역원	제조합 단백질 인간 HDAC6(NP_006035.2)의 아미노산 1-200번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBN7
단백질 분자량	131kDa
배송 방식	아이스 팩