


## Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Hdac8 토끼 Mab - Q9By41

품목 번호: CM0008366



### 소개

사람, 쥐, 래트 반응성으로 검증된 IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용 HDAC8 토끼 mAb입니다. 전사 및 세포 주기에 관여하는 핵심 크로마틴 조절 인자인 히스톤 탈아세틸화효소 8을 표적합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | HDAC8 토끼 mAb                                              |
| 비고/별칭       | HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDAC1; C8     |
| 종           | 사람(Human)                                                 |
| GeneID (사람) | 55869                                                     |
| GeneID      | 55869                                                     |
| 면역원         | 합성 펩타이드 사람 HDAC8 (Q9BY41)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                    |
| 응용          | IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                  |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 쥐(Mouse), 래트(Rat)                              |
| SWISS       | Q9BY41                                                    |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                     |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                            |