


Hdac9 Rabbit Mab - Q9Ukv0

품목 번호: CM0006510



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 고품질 HDAC9 Rabbit 단일클론항체. 인간 및 쥐 HDAC9 검출. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 이상적 - Q9UKV0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC9 Rabbit mAb
비고/별칭	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
종	인간
GeneID (인간)	9734
GeneID	9734
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UKV0
단백질 무게	111kDa
배송	아이스백