

## Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

품목 번호: CM0013872



### 소개

Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 헴 대사, 암, 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)                         |
| 종           | 인간                                                                                   |
| GeneID (인간) | 3162                                                                                 |
| GeneID      | 3162                                                                                 |
| 면역원         | 인간 Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                                   |
| 범주          | 폴리클론항체                                                                               |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                          |
| SWISS       | P09601                                                                               |
| 단백질 분자량     | 33kDa                                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                                 |