

Hes5 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q5Ta89

품목 번호: CM0011972

소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 HES5 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 HES5를 인식합니다. 신경 발생 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HES5 토끼 mAb
비고/별칭	bHLHb38; HES5
종	인간
GeneID (인간)	388585
GeneID	388585
면역원	인간 HES5 (Q5TA89)의 아미노산 12-142번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q5TA89
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩