

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Hexa Rabbit Polyclonal Antibody - P06865

품목 번호: CM0030222



소개

베타-헥소사미니다제 알파 서브유닛을 표적하는 HEXA 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 반응. 리소좀 저장병 및 지질 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEXA Rabbit pAb
비고/별칭	TSD; HEXA
종	인간
유전자 ID (인간)	3073
면역원	인간 HEXA (NP_000511.2)의 아미노산 270-529에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06865
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩