

Hfe2 Rabbit Pab - Q6Zvn8

품목 번호: CM0029504



소개

HFE2 Rabbit pAb은 웨스턴 블랏 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 철 항상성 연구를 위해 인간 헤모주벨린(hemojuvelin)을 표적으로 하며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HFE2 Rabbit pAb
비고/별칭	JH; HFE2; RGMC; HFE2A
종(Species)	Human (인간)
GeneID	148738
면역원(Immunogen)	인간 HFE2 (NP_998817.1)의 아미노산 1-174에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q6ZVN8
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백