


Wb, Ihc-P, Elisa용 Hibch 토끼 단일클론 항체 - Q6Nvy1

품목 번호: CM0012035



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 HIBCH 토끼 단일클론 항체입니다. 43kDa
미토콘드리아 3-하이드록시이소부티릴-CoA
가수분해효소를 검출하며, 발린 분해 및 대사 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIBCH 토끼 mAb
비고/별칭	HIBYLCOAH
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	26275
유전자 ID	26275
면역원	사람 HIBCH (NP_055177.2)의 아미노산 33-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q6NVY1
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)