

Hif1B/Arnt 토끼 다클론 항체 (If/Icc, Elisa 용) - P27540

품목 번호: CM0024193



소개

IF/ICC 및 ELISA 검증 완료된 HIF1 β /ARNT 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 인간, 생쥐, 쥐 ARNT를 검출합니다 (SWISS: P27540). 저산소증 반응 및 아릴 탄화수소 수용체 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIF1 β /ARNT 토끼 pAb
비고/별칭	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
종	인간
GeneID (인간)	405
GeneID	405
면역원	인간 HIF1 β /ARNT (NP_001659.1)의 아미노산 465-570번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P27540
단백질 분자량	87kDa
배송 방법	아이스 팩