

인간 Treg 유세포 분석용 고성능 토끼 단일클론 항체 패널 - Human Treg Panel

품목 번호: CM0011940

소개

유세포 분석을 통한 인간 조절 T세포(Treg) 분석용 토끼 단일클론 항체 패널입니다. Treg 집단의 정밀한 면역표현형 분석을 가능하게 하며, 면역학 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human Treg Panel
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간(Human)
배송	아이스 백(Ice bag)