

Histone H1T Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q07133

품목 번호: CM0023318

소개

고품질 토끼 폴리클론 항체로, 정소 특이적 Histone H1t에 대해 마우스 및 랫트 샘플에서 WB, IF-P, ELISA로 검증되었으며, 염색질 및 감수분열 IVD 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Histone H1t Rabbit pAb
비고/별칭	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histone H1t
종	마우스
GeneID (인간)	H1
GeneID	107970
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q07133
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백