

Hla-A Rabbit Mab - P01891

품목 번호: CM0002260

소개

사람 HLA-A를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 샘플과 교차 반응하며, 예상 분자량은 41 kDa입니다. 면역학 및 이식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-A Rabbit mAb
비고/별칭	HLAA; HLA-A
종	사람 (Human)
유전자 ID	3105
면역원	사람 HLA-A (P04439)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P01891
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백