

Hla-Dpb1 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

품목 번호: CM0013130



소개

인간 HLA-DPB1에 대한 토끼 다클로날 항체로, CD4 T 세포에 외부 항원을 제시하는 MHC class II 항원입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트에서 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	HLA-DPB1 Rabbit pAb
비고/별칭	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
종	인간
유전자 ID	3115
면역원	인간 HLA-DPB1 (NP_002112.3)의 아미노산 30-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04440
단백질 분자량	29 kDa
배송	아이스백