

Wb 및 Elisa용 Hla-Drb1 토끼 다클론 항체 - P01911 / P01912 / Q29974

품목 번호: CM0030315



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션에 적합한 고품질 HLA-DRB1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 MHC 클래스 II 베타 사슬(30 kDa)을 검출합니다. 항원 제시 및 T 세포 반응에 대한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HLA-DRB1 토끼 pAb
비고/별칭	SSI; DRB1; HLA-DRB; HLA-DRIB; HLA-DRBI
종	인간
GeneID (인간)	3123
GeneID	3123
면역원	재조합 단백질; 인간 HLA-DRB1 (NP_002115.2)의 아미노산 30-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백