

Hla-G 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P17693

품목 번호: CM0029110



소개

인간 HLA-G에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 모체-태아 경계에서의 면역 내성 연구, 생식 면역학 및 면역 체크포인트 연구에 유용합니다. 예상 분자량은 38 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-G 토끼 pAb
비고/별칭	MHC-G; HLA-G
종	인간
유전자ID (인간)	3135
유전자ID	3135
면역원	제조합 단백질; 인간 HLA-G (NP_002118.1)의 아미노산 20-230에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17693
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백