

Wb, Elisa용 Hmg20B Rabbit Pab - Q9P0W2

품목 번호: CM0028343

소개

HMG20B Rabbit pAb는 토끼에서 생산된 다클로날 항체로, 인간 및 마우스 HMG20B를 인식합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 세포 주기 진행 및 전사 억제에 필수적인 크로마틴 조절 인자를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수명	값
제품명	HMG20B Rabbit pAb
비고/별칭	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10362
유전자 ID	10362
항원(Immunogen)	인간 HMG20B (NP_006330.2)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9P0W2
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)