

## Hnrnpf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P52597

품목 번호: CM0023337



### 소개

HNRNPF 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 대체 스플라이싱 및 RNA 결합 단백질 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | HNRNPF Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | HNRNPF; mcs94-l; OK/SW-cl.23; HNRNPF                            |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 3185                                                            |
| 유전자 ID      | 3185                                                            |
| 면역원         | 인간 HNRNPF (NP_004957.1)의 아미노산 315-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                         |
| SWISS       | P52597                                                          |
| 단백질 분자량     | 46kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |