

Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Hnrnpm Rabbit Mab - P52272

품목 번호: CM0003367



소개

HNRNPM Rabbit mAb는 인간, 마우스, 쥐의 HNRNPM(78 kDa)을 인식하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 전령 RNA 접합 및 태아암항원 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPM Rabbit mAb
비고/별칭	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
종	인간
GeneID (인간)	4670
GeneID	4670
면역원	인간 HNRNPM (P52272)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P52272
단백질 분자량	78 kDa
배송	아이스백