


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Hnrnpr 토끼 다클론 항체 - O43390

품목 번호: CM0020040



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 마친 HNRNPR 토끼 다클론 항체입니다. mRNA 프로세싱의 핵심 요소인 인간, 마우스 및 쥐의 이질적 핵 리보핵단백질 R(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R)을 검출합니다. RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPR 토끼 pAb
비고/별칭	HNRNPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
종	인간
GeneID (인간)	10236
GeneID	10236
면역원	인간 HNRNPR(NP_005817.1)의 아미노산 550-633 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43390
단백질 무게	71kDa
배송	아이스팩