

Wb, If-P, Elisa용 Homer1 토끼 다클로날 항체 - Q86Ym7

품목 번호: CM0028642

소개

HOMER1에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응합니다. 시냅스 신호 전달 및 가소성에 관여하는 스캐폴드 단백질입니다. 대사성 글루타메이트 수용체 커플링 및 수상돌기 형태학에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOMER1 Rabbit pAb
비고/별칭	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9456
면역원(Immunogen)	인간 HOMER1 (NP_004263.1)의 아미노산 125-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86YM7
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)