

Hopx 토끼 Polymab® - Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa 용 - Q9Bpy8

품목 번호: CM0002214

소개

인간 HOPX(호메오도메인 단독 단백질)를 표적으로 하는 재조합 단클론 항체입니다. WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 심장 발달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOPX 토끼 PolymAb®
비고/별칭	HOD; HOP; OBI; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
종	인간
유전자ID (인간)	84525
면역원	인간 HOPX (NP_631957.1)의 아미노산 1-73에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BPY8
단백질 분자량	8 kDa
배송 방식	아이스백