

Hoxb4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P17483

품목 번호: CM0002241

소개

인간 HOXB4에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 발생 생물학 및 유전자 조절 연구에서 홈오박스 전사 인자를 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXB4 Rabbit mAb
비고/별칭	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
종	인간
유전자 ID	3214
면역원	인간 HOXB4 (P17483)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17483
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백