

Hoxb5 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P09067

품목 번호: CM0027933

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 HOXB5 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 종과 반응하며 발생생물학 및 전사 연구에 이상적입니다. 예상 분자량은 약 29 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXB5 토끼 pAb
비고/별칭	HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5
종	사람
유전자 ID (사람)	3215
유전자 ID	3215
면역원	사람 HOXB5 (NP_002138.1)의 아미노산 170-269 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P09067
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩