

Elisa 및 도트 블롯용 Hrp 접합 디곡신 토끼 단일클론 항체 - Digoxin

품목 번호: CM0007705

소개

디곡신에 대한 HRP 접합 토끼 단일클론 항체입니다. DB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 종 독립적인 교차 반응성을 보입니다. IVD 면역분석에서 소분자 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRP 접합 디곡신 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	디곡신; HRP 접합 디곡신
면역원	화합물 디곡신
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백