

Hrsp12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P52758

품목 번호: CM0026424



소개

인간 HRSP12(RIDA)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 에나민/이민 대사 및 m6A 의존성 RNA 절단 연구에 적합. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRSP12 Rabbit pAb
비고/별칭	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
종	인간
유전자 ID	10247
면역원	인간 HRSP12 (NP_005827.1)의 아미노산 1-137에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52758
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백